



**DRIVE IGO2 PORTABLE OXYGEN
CONCENTRATOR 125K, RRC2040-2
SAUERSTOFFKONZENTRATOR - OHNE
NETZTEIL**

SKU: AI022026



Categories: [Sauerstoff Druckminderer](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- **Drive DeVilbiss iGo2 (Modell 125K)** : Ein extrem leichter (ca. 2,2 kg) und kompakter [Sauerstoffkonzentrator für die mobile Sauerstofftherapie](#) . Er verfügt über die patentierte *SmartDose™-Technologie* , welche die Sauerstoffabgabe (Pulsmodus Stufen 1–5) automatisch an die Atemfrequenz und Belastung des Patienten anpasst.
- **RRC2040-2** : Dies ist die genaue Typenbezeichnung des verbauten Hochleistungs-Akkupacks vom deutschen Hersteller [RRC power solutions](#) . Die "Smart Battery" liefert 10,80 V / 74,52 Wh und versorgt den iGo2 abseits der Steckdose für bis zu 3,5 Stunden (auf Stufe 2) mit Energie.
- **„Ohne Netzteil“** : Das bedeutet, dass Sie das Gerät im Lieferzustand **nicht an der Steckdose betreiben oder aufladen können** .

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

