



## DWL SMART DOP DOPPLER // MIT 03 STIFT PROBE 2MHZ, 4MHZ STIFTE

**SKU: N022016**

**1.255,00 €**

dabei 02 Stift-Sonden  
2Mhz und 4Mhz

klein, leicht tragbar

hochwertiger DWL-Doppler

schnelle Befundung

internes 8,4" TFT-Farb-Display mit XGA-Auflösung

Netzwerkfähigkeit

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**

**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

dabei 03 Stift-Sonden  
2Mhz und 4Mhz

klein, leicht tragbar



hochwertiger DWL-Doppler  
schnelle Befundung  
internes 8,4" TFT-Farb-Display mit XGA-Auflösung  
Netzwerkfähigkeit

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

