



[E CARESTATION 650 ANÄSTHESIE - NARKOSEPLATZ - DOM 2016](#)

SKU: FJ072024

E Carestation 650 Anästhesie ist ein hochmodernes Narkosegerät, das präzise Steuerung und zuverlässige Überwachung während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Entwickelt für den Einsatz im OP, bietet es intuitive Bedienbarkeit und umfangreiche Sicherheitsfunktionen gemäß DOM 2016.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **E Carestation 650 Anästhesie** ist ein hochmodernes Anästhesiegerät, das speziell für den Einsatz in Operationssälen entwickelt wurde. Dieses Narkoseplatzsystem bietet eine optimale Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und präziser Steuerung der Anästhesieparameter.

Das Modell **DOM 2016** zeichnet sich durch seine innovative Technologie und seine robuste Bauweise aus, die den Anforderungen moderner Klinikumgebungen gerecht wird. Es unterstützt Anästhesisten dabei, während chirurgischer Eingriffe eine zuverlässige und kontrollierte Beatmung sowie eine exakte Überwachung der Vitalparameter sicherzustellen.

Hauptmerkmale der E Carestation 650 Anästhesie:

- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Klar strukturierte Anzeigen und ein leicht bedienbares Touch-Display ermöglichen eine schnelle und präzise Einstellung der Beatmungs- und Anästhesieparameter.
- **Vielfältige Beatmungsmodi:** Unterstützt zahlreiche Beatmungsmodi, darunter kontrollierte, assistierte und spontane Beatmung, um individuell auf Patientenbedürfnisse eingehen zu können.
- **Integrierte Überwachung:** Echtzeitüberwachung von Atemwegen, Volumen, Druck und Gaszusammensetzung zur frühzeitigen Erkennung von Abweichungen und Gewährleistung der Patientensicherheit.



- **Effizientes Gasmischsystem:** Präzise Dosierung von Narkosegasen und Sauerstoff mit automatischer Fehlererkennung und Sicherheitsabschaltung.
- **Ergonomisches Design:** Kompakte Bauweise mit übersichtlichem Arbeitsbereich für Anästhesisten und Pflegepersonal sowie einfache Integration in bestehende OP-Infrastrukturen.
- **Dokumentationsfähigkeit:** Möglichkeit zur digitalen Erfassung und Speicherung von Beatmungs- und Anästhesiedaten zur Unterstützung der klinischen Dokumentation und Nachverfolgung.

Die **E Carestation 650 Anästhesie** entspricht den neuesten medizinischen Standards und ist zertifiziert gemäß den relevanten Normen für Anästhesiegeräte. Sie bietet eine zuverlässige und sichere Grundlage für die Durchführung verschiedenster chirurgischer Eingriffe unter Narkose.

Durch ihre flexible Konfiguration und den hohen Automatisierungsgrad unterstützt die E Carestation 650 Anästhesie das medizinische Personal optimal, um den Patientenkomfort zu erhöhen und gleichzeitig den Workflow im OP effizient zu gestalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

