



[EDWARDS LIFESCIENCES VIGILANCE II TYP VIG2E ÜBERWACHUNGS PATIENTENMONITOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: HM112024-NV

Edwards Lifesciences Vigilance II Typ VIG2E ist ein hochmoderner Patientenmonitor, der präzise und zuverlässige Überwachung kritischer Vitalparameter ermöglicht. Das Gerät zeichnet sich durch intuitive Bedienung und umfangreiches Zubehör aus, um eine optimale Patientenversorgung in klinischen Umgebungen zu gewährleisten.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Edwards Lifesciences Vigilance II Typ VIG2E** ist ein hochentwickelter Patientenmonitor, der speziell für die kontinuierliche Überwachung kritisch kranker Patienten in medizinischen Einrichtungen konzipiert wurde. Dieses Überwachungssystem bietet präzise, zuverlässige und umfassende Messungen lebenswichtiger Parameter, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

- **Vielseitige Überwachungsfunktionen:** Der Vigilance II Typ VIG2E ermöglicht die simultane Erfassung und Analyse von hämodynamischen Parametern, einschließlich invasiver und nicht-invasiver Blutdruckmessungen, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO₂) sowie CO₂-Konzentration.
- **Erweiterte Hämodynamik:** Das Gerät unterstützt die Überwachung komplexer hämodynamischer Variablen wie Herzzeitvolumen, systemischen Gefäßwiderstand und pulmonalem Kapillardruck, was eine präzise Beurteilung des kardiovaskulären Zustands erlaubt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein intuitives Display mit klarer Visualisierung der Messwerte und Trends ermöglicht eine schnelle Interpretation und erleichtert die klinische Entscheidungsfindung.



- **Zuverlässige Alarmfunktion:** Individuell einstellbare Alarmgrenzen informieren das medizinische Personal frühzeitig über kritische Veränderungen der Patientendaten.
- **Umfangreiches Zubehör:** Der Vigilance II wird mit sämtlichem erforderlichen Zubehör geliefert, darunter invasive Drucktransducer, Kabel, Sensoren und Befestigungsmaterialien, die eine flexible und sichere Anwendung gewährleisten.

Technische Vorteile:

- Hohe Messgenauigkeit durch modernste Sensortechnologie
- Robustes und kompaktes Design für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen
- Kompatibilität mit anderen Edwards Lifesciences-Systemen zur Integration in bestehende Überwachungsnetzwerke
- Effiziente Datenverwaltung mit Speicherung und Exportfunktionen zur Langzeitbeobachtung und Analyse

Anwendungsbereiche:

Der Edwards Lifesciences Vigilance II Typ VIG2E ist ideal geeignet für den Einsatz auf Intensivstationen, im Operationssaal sowie in der Notfallmedizin, wo eine kontinuierliche und präzise Überwachung der hämodynamischen Situation lebenswichtig ist.

Fazit:

Mit dem Vigilance II Typ VIG2E erhalten Kliniker ein leistungsstarkes, vielseitiges und zuverlässiges Überwachungssystem, das die patientenorientierte Versorgung durch exakte Messdaten und anwenderfreundliche Bedienung maßgeblich unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

