



[EKG MODUL FÜR GE LOGIQ 5 & LOGIQ 3](#)

SKU: V082013-04

Für Logiq 5 & Logiq 3 EKG Modul

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Logiq 5 & Logiq 3 EKG Modul

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

