



[ELCAT HANDYDOP DOPPLER MIT STIFTSONDE](#)

SKU: FC042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Doppler](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Elcat Handydop Doppler mit Stiftsonde ist ein tragbares Messgerät, das zur Erfassung von Doppler-Signalen verwendet wird. Es wird häufig in der Medizin, insbesondere in der Kardiologie und Gefäßdiagnostik, eingesetzt, um Blutflussgeschwindigkeiten zu messen und verschiedene kardiovaskuläre Erkrankungen zu diagnostizieren.

Die Stiftsonde ermöglicht eine präzise Platzierung und Messung an spezifischen Körperstellen. Das Gerät kann sowohl für die Untersuchung von Arterien als auch von Venen verwendet werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

