



ELEKTA NUCLETRON MICROSELECTION DIGITAL DOM 2015

SKU: 04766- V

zzgl. [Versandkosten](#)

Marke: Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
Lagerort: Hamburg



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die microSelectron ® Digital-Plattform kann entweder für hohe Dosisleistung (HDR) oder gepulste Dosisleistung (PDR) konfiguriert werden.
- Brachytherapie. Das System besteht aus der Behandlungseinheit mit passenden Quellbehältern, der Behandlung
- Konsole, Strahlungsüberwachungssysteme und eine Reihe von Qualitätssicherungsgeräten.
- Fähigkeiten: ICBT/SORBO, ISBT

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.

