



[ELEKTRONIKA DOCUREADER 2-PRO URIN ANALYSER](#)

SKU: A102022

899,00 € ~~820,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Elektronika DocuReader 2-Pro Urin Analyser ist ein automatisiertes medizinisches Analysegerät, das eine präzise und schnelle Urinuntersuchung ermöglicht. Es ist besonders nützlich in klinischen Laboren, Krankenhäusern und Arztpraxen, um eine Vielzahl von Urinparametern zu messen und so Frühindikatoren für Krankheiten zu identifizieren. Mit seiner hohen Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Zeiteffizienz trägt der DocuReader 2-Pro zu einer schnelleren und effektiveren Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

