



[EMS OPTILOID CONDITIONER LWB 750](#)

SKU: 03-052013-OQ

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- EMS
- Optiloid Conditioner
- zum Aufkochen und als Warmhaltebad für Abdruckmasse

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE



EMS
Type: LWB750
230 V - 750W 50Hz
MADE IN GERMANY