



## [EMS OPTILOID CONDITIONER LWB 750](#)

**SKU:** 03-052013-0Q

zzgl. [Versandkosten](#)

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- EMS
- Optiloid Conditioner
- zum Aufkochen und als Warmhaltebad für Abdruckmasse

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE



**EMS**  
Type: LWB750  
230 V - 750W 50Hz  
MADE IN GERMANY