



[ENDO-TECHNIK AQUA MASTER EW 2003](#) [ENDO WASHER](#)

SKU: BS072024

~~300,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endodontie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Endo-Technik Aqua Master EW 2003 ist ein Gerät, das in der Endodontie verwendet wird, um die Reinigung und Desinfektion von Wurzelkanälen zu unterstützen. Es handelt sich um einen Endo-Washer, der speziell entwickelt wurde, um eine effektive Spülung während endodontischer Behandlungen zu ermöglichen.

Hier sind einige Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit solchen Geräten verbunden sind:

1. **Spülung:** Der Aqua Master ermöglicht eine präzise und kontrollierte Spülung der Wurzelkanäle mit verschiedenen Lösungen, wie z.B. Natriumhypochlorit oder EDTA.
2. **Druckkontrolle:** Viele Endo-Washer bieten die Möglichkeit, den Druck der Spüllösungen zu regulieren, um eine optimale Reinigung ohne Überdruck im Kanal zu gewährleisten.
3. **Ergonomie:** Geräte wie der Aqua Master sind oft so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen sind und eine ergonomische Handhabung bieten.
4. **Schnelligkeit:** Die Verwendung eines Endo-Washers kann den Prozess der Wurzelkanalbehandlung beschleunigen und die Effizienz erhöhen.
5. **Kompatibilität:** Diese Geräte sind in der Regel mit verschiedenen Kanalsystemen kompatibel und können in unterschiedlichen klinischen Szenarien eingesetzt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

