



[ENDO-TECHNIK - AQUA MASTER EW 2003](#) [ENDO WASHER](#)

SKU: FV082025 - FU082025

ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003 Endo Washer ist ein hochmodernes Reinigungsgerät speziell für die effiziente und schonende Aufbereitung von Endoskopen. Mit präziser Steuerung gewährleistet es eine zuverlässige Entfernung von biologischen Rückständen und unterstützt somit höchste Hygienestandards in medizinischen Einrichtungen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003** ist ein hochmodernes und zuverlässiges Endoskop-Aufbereitungsgerät, das speziell für die effiziente und sichere Reinigung sowie Desinfektion von flexiblen Endoskopen entwickelt wurde. Dieses Gerät erfüllt höchste Anforderungen in medizinischen Einrichtungen und unterstützt die Einhaltung strenger Hygienestandards.

Dank seiner fortschrittlichen Technologie gewährleistet der Aqua Master EW 2003 eine gründliche Entfernung von biologischen Rückständen und Mikroorganismen, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen deutlich reduziert wird. Das Gerät ist optimal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, ambulanten OP-Zentren und anderen medizinischen Einrichtungen, die auf eine sichere Endoskop-Aufbereitung angewiesen sind.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003:

- **Automatisierte Reinigung und Desinfektion:** Vollautomatischer Ablauf reduziert den manuellen Aufwand und minimiert Fehlerquellen.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit einer Vielzahl von flexiblen Endoskopen unterschiedlicher Hersteller und Typen.
- **Effiziente Wassernutzung:** Optimierter Wasserverbrauch sorgt für Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.



- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Intuitive Steuerung ermöglicht einfache Programmwahl und Überwachung des Aufbereitungsprozesses.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Sensoren und Kontrollmechanismen gewährleisten eine lückenlose Prozessdokumentation und Fehlererkennung.
- **Kurze Zykluszeiten:** Schnelle Aufbereitung ermöglicht eine hohe Durchsatzleistung ohne Qualitätseinbußen.
- **Einhaltung internationaler Normen:** Das Gerät erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 15883 sowie weitere relevante Richtlinien für Medizinprodukte.

Der ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003 unterstützt medizinisches Personal dabei, eine zuverlässige und normgerechte Aufbereitung von Endoskopen sicherzustellen. Durch den Einsatz dieses Endo washers wird nicht nur die Patientensicherheit erhöht, sondern auch die Lebensdauer der Endoskope geschont.

Technische Spezifikationen (Auszug):

- Programmauswahl: Mehrere standardisierte Reinigungs- und Desinfektionszyklen
- Wasseranschluss: Kalt- und Warmwasseranschluss, optional mit Enthärtungsanlage
- Abmessungen: Kompakte Bauweise für flexible Integration in verschiedene Aufbereitungsbereiche
- Dokumentation: Elektronische Prozessaufzeichnung mit optionalem Anschluss an Krankenhausinformationssysteme
- Sicherheitsklasse: Schutzklasse gemäß medizinischer Anforderungen

Mit dem ENDO-TECHNIK Aqua Master EW 2003 investieren Sie in ein hochwertiges, langlebiges und zertifiziertes Aufbereitungsgerät, das höchste Ansprüche an Hygiene und Sicherheit in der Endoskopie erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

