



ENRAF-NONIUS ENDOMED 682 **ELEKTROTHERAPIE**

SKU: CD042025

zzgl. [Versandkosten](#)

ENRAF-NONIUS Endomed 682 ist ein vielseitiges Elektrotherapiegerät, das präzise Therapien wie Interferenz- und TENS-Behandlungen ermöglicht. Es bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und zuverlässige Leistung zur Unterstützung der Schmerztherapie und Muskelstimulation.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ENRAF-NONIUS Endomed 682** ist ein hochmodernes Elektrotherapiegerät, das speziell für den Einsatz in der physikalischen Therapie und Rehabilitation entwickelt wurde. Es bietet eine breite Palette an Behandlungsmöglichkeiten zur Schmerztherapie, Muskelstimulation und Geweberegeneration.

Leistungsmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Therapieformen:** Das Endomed 682 unterstützt zahlreiche Elektrotherapieformen wie TENS, EMS, Interferenzstrom, Galvanisation und mikroprozessorgesteuerte Programme.
- **Individuelle Programme:** Anwender können aus voreingestellten Therapieprogrammen wählen oder eigene Parameter anpassen, um die Behandlung optimal auf die Patientenbedürfnisse abzustimmen.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Farbdisplay und die benutzerfreundliche Menüführung ermöglichen eine einfache und schnelle Einstellung der Therapieparameter.
- **Hohe Sicherheit:** Das Gerät verfügt über diverse Sicherheitsmechanismen, darunter Kurzschluss- und Überhitzungsschutz, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.



- **Mobil und kompakt:** Durch das leichte und kompakte Design ist das Endomed 682 ideal für den Einsatz in Praxen, Kliniken und mobilen Therapiesettings geeignet.

Anwendungsgebiete:

- Schmerzlinderung bei akutem und chronischem Schmerz
- Muskelaufbau und -stärkung nach Verletzungen oder Operationen
- Förderung der Durchblutung und Geweberegeneration
- Behandlung von neurologischen Erkrankungen und Muskelatrophie
- Reduktion von Ödemen und Entzündungen

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Ausgangsleistung: bis zu 100 mA je Kanal
- Anzahl der Kanäle: 2 unabhängig regelbare Kanäle
- Display: Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Abmessungen: ca. 30 x 20 x 10 cm
- Gewicht: ca. 3 kg

Das **ENRAF-NONIUS Endomed 682** ist somit eine zuverlässige und vielseitige Lösung für Physiotherapeuten, Ärzte und Reha-Spezialisten, die eine effektive und individuell anpassbare Elektrotherapie anbieten möchten. Dank der umfangreichen Funktionen und der einfachen Handhabung unterstützt das Gerät eine zielgerichtete und patientenorientierte Behandlung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

