



EPOC BLUTGASGERÄT BLOOD ANALYSIS SYSTEM

SKU: CL072024-K

~~2.365,00 €~~ **1.755,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#), [Messgerät](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das epoc Blutgasgerät ist ein tragbares Analysegerät, das zur schnellen und präzisen Bestimmung von Blutgaswerten, Elektrolyten und metabolischen Parametern eingesetzt wird. Es wird häufig in Notaufnahmen, Intensivstationen und anderen klinischen Umgebungen verwendet, wo eine sofortige Analyse erforderlich ist.

Hauptmerkmale des epoc Blutgasgeräts:

1. **Schnelligkeit:** Das Gerät ermöglicht eine schnelle Analyse von Blutproben, oft innerhalb weniger Minuten.
2. **Portabilität:** Es ist kompakt und tragbar, was es ideal für den Einsatz am Patientenbett macht.
3. **Vielseitigkeit:** Neben Blutgasanalysen kann es auch andere Parameter wie pH-Wert, pCO₂, pO₂, HCO₃⁻ und Elektrolyte messen.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienung ist in der Regel intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal schnell damit arbeiten kann.
5. **Datenmanagement:** Viele Modelle bieten Funktionen zur Speicherung und Übertragung von Daten für die elektronische Patientenakte.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

