



EPPENDORF THERMOMIXER COMFORT 5355 150ML

SKU: CY072025

zzgl. Versandkosten

Der **Eppendorf Thermomixer Comfort 5355** ist ein präzises Laborgerät zur simultanen Probenmischung und Temperaturkontrolle bis 150 ml Volumen. Er überzeugt durch eine zuverlässige Temperaturregelung und eine gleichmäßige Mischfunktion, ideal für anspruchsvolle molekularbiologische Anwendungen.



Categories: Laborequipment

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





