



[EPPENDORF ZENTRIFUGE CENTRIFUGE 5416](#) [- 4 X 250 ML -](#)

SKU: N032024

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gebrauchte Laborzentrifuge von Eppendorf, Typ 5416 mit Winkelrotor.
- Technische Spezifikationen: 230 V, 50-60 Hz, 450 W.
- Maximum Drehzahl Zentrifuge: 15.000 Upm.
- Maximum Drehzahl Rotor: 5.000 Upm.
- Kapazität: 4x 250 g.
- Abmessungen Becher (B)x(T)x(H): 7,5 x 5,5 x 8,2 cm.
- Abmessungen Röhrchen (B)x(T)x(H): 5,5 x 4,4 x 9,1 cm.
- Abmessungen Öffnungen gelb (ø)x(H): 1,8 x 8,4 cm (6 Stück).
- Abmessungen Öffnungen weiß (ø)x(H): 1,5 x 5,8 cm (6 Stück).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

10 kg

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

