



## [EPPENDORF ZENTRIFUGE CENTRIFUGE 5416](#) [- 4 X 250 ML -](#)

**SKU:** N032024

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gebrauchte Laborzentrifuge von Eppendorf, Typ 5416 mit Winkelrotor.
- Technische Spezifikationen: 230 V, 50-60 Hz, 450 W.
- Maximum Drehzahl Zentrifuge: 15.000 Upm.
- Maximum Drehzahl Rotor: 5.000 Upm.
- Kapazität: 4x 250 g.
- Abmessungen Becher (B)x(T)x(H): 7,5 x 5,5 x 8,2 cm.
- Abmessungen Röhrchen (B)x(T)x(H): 5,5 x 4,4 x 9,1 cm.
- Abmessungen Öffnungen gelb (ø)x(H): 1,8 x 8,4 cm (6 Stück).
- Abmessungen Öffnungen weiß (ø)x(H): 1,5 x 5,8 cm (6 Stück).

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

10 kg

**Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand  
innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät  
natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

