



**[ERBE 20100-101 SYMMETRY RESISTANCE +
20100-102 VIO TEST BOX AUTO START
AUTO STOP](#)**

SKU: DR082023-K



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 20100-101: Symmetry Resistance Box zur Überprüfung des Ausgangswiderstands von Elektrochirurgieeinheiten (z. B. VIO-Geräte).
- 20100-102: VIO Test Box zum Funktions- und Sicherheitstest mit Auto Start/Stop Funktion.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

