



**[ERBE 20132-043 ARGONGRIFF MIT KABEL
FÜR APC 300 - ERBE APC GRIFF 20132-043
MIT 2 TASTEN FÜR APC 300](#)**

SKU: BV102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Erbe Argongriff (REF 20132-043)** ist ein **spezialisiertes chirurgisches Instrument für die Argon-Plasma-Koagulation (APC)**. Er ist primär für das Steuersystem **APC 300** konzipiert, bietet jedoch eine breite Abwärts- und Aufwärtskompatibilität zu weiteren Erbe-Systemen.

Technische Merkmale & Design

- **Steuerung:** Das Handstück ist mit **2 Tasten** zur präzisen Aktivierung und Steuerung des APC-Verfahrens ausgestattet.
- **Material:** Laut Händlerangaben auf eBay besteht das Instrument aus hochwertigem **Edelstahl**.
- **Kabel:** Im Lieferumfang ist ein fest angeschlossenes Verbindungskabel enthalten, das speziell für den Anschluss an Erbe Argon-Beamer entwickelt wurde.
- **Kompatibilität:** Neben dem **APC 300** ist der Griff auch mit den Systemen **APC 2 / VIO, ICC** und **VIO APC** kompatibel.
- Der **ERBE APC-Griff (Art.-Nr. 20132-043)** ist ein **spezialisiertes chirurgisches Handstück für die Argon-Plasma-Koagulation**. Er ist primär für das Steuersystem **APC 300** konzipiert, jedoch auch mit den Serien **VIO APC, APC 2** und **ICC** kompatibel.

Technische Details & Merkmale

- **Bedienung:** Das Handstück verfügt über **2 Tasten** zur Aktivierung und Steuerung der



Koagulationsfunktion direkt am Operationsfeld.

- **Anschluss:** Er besitzt ein fest montiertes, 3 Meter langes hochspannungsfestes Kabel mit dem typischen Erbe-Anschlusstecker für Argon-Beamer.
- **Material:** Gefertigt aus hochwertigem, autoklavierbarem Kunststoff und Edelstahlkomponenten für eine lange Lebensdauer und hygienische Aufbereitung.
- **Funktion:** Er dient als Halterung für verschiedene APC-Sonden (z. B. 20132-033 oder 20132-140), die in den Griff eingesteckt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

