



ERBE 21191-035

**DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, GERADE, Ø 6
MM, LÄNGE 40 MM**

SKU: W122014

52,36 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm No: 21191-035

Für alles und jeden die passende Form und Größe

Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-
Schaft

Wiederverwendbar und mit einer Spannungsfestigkeit von
4,3 kVp universell einsetzbar

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm No: 21191-035



Für alles und jeden die passende Form und Größe
Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen
Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft
Wiederverwendbar und mit einer Spannungsfestigkeit von 4,3 kVp universell einsetzbar

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

