



ERBE APC 300, ARGON BEAMER ZUR ARGON PLASMA KOAGULATION

SKU: AR052019

888,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Typ. 10132-010

Anwendung : in Kombination mit ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350.

Anwendung : Zur Argon-Plasma-Koagulation

Geliefert wird das Gerät mit

1 x Druckminderer

1 x Fahrbarer Rollwagen Typ. 20185-007

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ. 10132-010

Anwendung : in Kombination mit ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350.

Anwendung : Zur Argon-Plasma-Koagulation

Geliefert wird das Gerät mit

1 x Druckminderer

1 x Fahrbarer Rollwagen Typ. 20185-007

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 45 kg

