



## ERBE APC 300, ARGON BEAMER ZUR ARGON PLASMA KOAGULATION

**SKU:** AR052019

**888,00 €**

Typ. 10132-010

Anwendung : in Kombination mit ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350.

Anwendung : Zur Argon-Plasma-Koagulation

Geliefert wird das Gerät mit

1 x Druckminderer

1 x Fahrbarer Rollwagen Typ. 20185-007

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ. 10132-010

Anwendung : in Kombination mit ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350.

Anwendung : Zur Argon-Plasma-Koagulation

Geliefert wird das Gerät mit

1 x Druckminderer

1 x Fahrbarer Rollwagen Typ. 20185-007

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	45 kg
---------------	-------

