



[ERBE BIPOLAR LAP BISECT MICRO 20195](#)

SKU: CO072024-NV



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Erbe Bipolar LAP ist ein bipolares Elektrochirurgiegerät, das speziell für die laparoskopische Chirurgie entwickelt wurde. Es wird verwendet, um Gewebe zu schneiden und zu koagulieren, indem elektrische Energie durch das Gewebe geleitet wird. Die bipolare Technik ermöglicht eine präzise Kontrolle der Energieabgabe, was zu einer effektiven Koagulation führt und gleichzeitig das Risiko von thermischen Schäden an benachbartem Gewebe minimiert.

Einige Merkmale und Vorteile des Erbe Bipolar LAP können Folgendes umfassen:

1. **Präzision:** Durch die bipolare Technologie kann der Chirurg gezielt arbeiten, was besonders in engen oder empfindlichen Bereichen wichtig ist.
2. **Sicherheit:** Die Kontrolle über die Energieabgabe hilft, unerwünschte Schäden am umliegenden Gewebe zu vermeiden.
3. **Vielseitigkeit:** Das Gerät kann in verschiedenen chirurgischen Verfahren eingesetzt werden, einschließlich gynäkologischer, urologischer und allgemeiner chirurgischer Eingriffe.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Oft sind diese Geräte so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind und eine schnelle Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen ermöglichen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

