



## [ERBE BIPOLAR PINZETTE 20195-01 MIT KABEL 20196-057](#)

SKU: CR082025-K



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Erbe Bipolar Pinzette 20195-01** mit Kabel 20196-057 ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre präzise Verarbeitung und optimale Handhabung aus, wodurch sie sich ideal für feinste elektrochirurgische Eingriffe eignet.

### Produktmerkmale:

- **Bipolare Funktion:** Die Pinzette ermöglicht eine gezielte Koagulation durch bipolar erzeugten Stromfluss, was das Risiko von Gewebeschäden in der Umgebung minimiert.
- **Ergonomisches Design:** Die Pinzette liegt durch ihre Form und Balance angenehm in der Hand und gewährleistet eine präzise Führung während des Eingriffs.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus medizinischem Edelstahl mit einer robusten Oberfläche, ist die Pinzette langlebig, korrosionsbeständig und leicht zu sterilisieren.
- **Kabel 20196-057:** Das speziell abgestimmte Kabel sorgt für eine sichere und störungsfreie Verbindung zum Elektrochirurgiegerät, gewährleistet eine zuverlässige Stromübertragung und optimale Funktionalität.

### Anwendungsgebiete:

- Elektrochirurgische Präzisionskoagulation in der Allgemein- und Viszeralchirurgie
- Feine Gefäßversiegelung bei minimalinvasiven Eingriffen
- Neurochirurgische und HNO-Eingriffe, bei denen eine exakte Stromführung erforderlich ist

Die Kombination aus der Erbe Bipolar Pinzette 20195-01 und dem Kabel 20196-057 gewährleistet eine hohe Sicherheit und Effizienz während des chirurgischen Einsatzes. Die Pinzette ist mit allen gängigen Elektrochirurgiegeräten kompatibel und unterstützt Chirurgen dabei, präzise und schonend zu arbeiten.

### Pflegehinweise:



- Vor der Sterilisation gründlich reinigen und von Geweberesten befreien
- Für die Sterilisation geeignete Verfahren verwenden (z. B. Autoklavieren)
- Kabelverbindung regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen

Mit der Erbe Bipolar Pinzette 20195-01 inklusive Kabel 20196-057 erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges Instrument, das höchsten Anforderungen im chirurgischen Alltag gerecht wird.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

