



## [ERBE BIPOLAR PINZETTE EZ 280 45 MIT KABEL](#)

**SKU:** CV082025-K

Die **Erbe bipolar Pinzette EZ 280 45 mit Kabel** ermöglicht präzise bipolare Koagulation bei chirurgischen Eingriffen und gewährleistet eine zuverlässige Gewebekontrolle dank hochwertiger Verarbeitung. Das ergonomische Design sorgt für optimale Handhabung und sicheren Anschluss.



---

**Categories:** [Elektrochirurgie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Erbe bipolar Pinzette EZ 280 45 mit Kabel** ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, das speziell für die Anwendung in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine sichere und kontrollierte Koagulation von Gewebe durch bipolar erzeugte Hitze, wodurch umliegendes Gewebe geschont und das Risiko von Verbrennungen minimiert wird.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Die Pinzette ist so konzipiert, dass sie optimal in der Hand liegt und eine präzise Führung während des chirurgischen Eingriffs gewährleistet.
- **Bipolare Technologie:** Durch die Verwendung zweier isolierter Elektroden an den Spitzen wird der Stromfluss ausschließlich durch das erfasste Gewebe geleitet. Dies sorgt für eine gezielte Koagulation ohne Streustrom.
- **Robuste Verarbeitung:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist die Pinzette langlebig und widerstandsfähig gegen häufige Sterilisationsprozesse.
- **Kabellänge und Anschluss:** Das integrierte Kabel ist flexibel und ermöglicht eine problemlose Verbindung mit Elektrochirurgiegeräten der Erbe-Serie, wodurch eine optimale Energieübertragung gewährleistet wird.
- **Spitze mit 45° Winkel:** Die speziell geformte Spitze erlaubt einen verbesserten Zugang in schwer zugänglichen anatomischen Bereichen und erhöht die Präzision bei der Gewebekoagulation.



### **Anwendungsgebiete:**

Die Erbe bipolar Pinzette EZ 280 45 mit Kabel eignet sich hervorragend für verschiedenste chirurgische Disziplinen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- HNO-Chirurgie
- Neurochirurgie
- Gynäkologie
- Thoraxchirurgie

### **Technische Daten:**

- Länge: ca. 280 mm
- Spitzenwinkel: 45°
- Material: Edelstahl, isoliert
- Anschluss: Standard-Erbe-Kabelanschluss

Mit der **Erbe bipolar Pinzette EZ 280 45 mit Kabel** erhalten Sie ein zuverlässiges und präzises Instrument, das die Effizienz und Sicherheit Ihrer chirurgischen Verfahren maßgeblich unterstützt. Die Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, ergonomischem Design und moderner bipolarer Technologie macht dieses Produkt zur idealen Wahl für den professionellen Einsatz im Operationssaal.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

