




## [ERBE ELEKTROMEDIZIN ERBOTOM T400 B // T400 B / HF-GERÄT](#)

**SKU:** CT052022

**Erbe Elektromedizin Erbotom T400 B** ist ein HF-Gerät zur präzisen und sicheren Gewebeerstörung durch Hochfrequenzchirurgie, das in verschiedenen medizinischen Fachgebieten eingesetzt wird. Es überzeugt durch zuverlässige Leistung und einfache Handhabung bei minimalinvasiven Eingriffen.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe Elektromedizin Erbotom T400 B** ist ein hochmodernes HF-Gerät (Hochfrequenz-Chirurgie), das speziell für den Einsatz in der operativen Medizin entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design und gewährleistet so eine präzise, sichere und effiziente Durchführung verschiedenster chirurgischer Eingriffe.

### Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarke HF-Technologie:** Das Erbotom T400 B arbeitet mit hochfrequenten elektrischen Strömen, die eine exakte Gewebeerstörung, Koagulation und Schneiden ermöglichen.
- **Vielseitige Betriebsarten:** Das Gerät bietet verschiedene Modi wie Schnitt, Koagulation, Mischung und Fulguration, die individuell auf die Bedürfnisse des Operateurs angepasst werden können.
- **Präzise Leistungsregelung:** Intuitive Einstellungsmöglichkeiten erlauben eine stufenlose Anpassung der Ausgangsleistung, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Schutzmechanismen wie Überlastungs- und Temperaturkontrolle gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren Risiken für Patient und Anwender.
- **Ergonomisches Design:** Das übersichtliche Bedienfeld mit gut lesbarem Display unterstützt eine einfache Handhabung und schnelle Anpassung während der Operation.



- **Kompatibilität:** Das Erbotom T400 B ist mit einer Vielzahl von Elektroden und Zubehör kompatibel, was eine flexible Anwendung in verschiedenen chirurgischen Fachrichtungen ermöglicht.

#### **Anwendungsgebiete:**

Das Erbotom T400 B findet Einsatz in zahlreichen medizinischen Bereichen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- HNO-Chirurgie
- Gynäkologie
- Dermatologie
- Urologie
- Plastische und ästhetische Chirurgie

#### **Vorteile für den Anwender und Patienten:**

- **Präzision:** Minimale Gewebeschädigung durch kontrollierte Energieabgabe.
- **Sicherheit:** Reduzierte Blutungsneigung und damit verbundene Komplikationen.
- **Effizienz:** Schnelle und effektive Durchführung chirurgischer Maßnahmen.
- **Komfort:** Benutzerfreundliche Bedienung unterstützt den reibungslosen OP-Ablauf.

Zusammenfassend stellt das **Erbe Elektromedizin Erbotom T400 B** eine zuverlässige und vielseitige Lösung für die moderne Hochfrequenz-Chirurgie dar, die höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Bedienkomfort erfüllt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

