



## [ERBE ERBOKRYO AE MIT HANDSTÜCK-](#)

SKU: E012025-NV

**ERBE Erbokryo AE mit Handstück** ist ein fortschrittliches Kryotherapie-System, das präzise und schonende Gewebevereisung ermöglicht. Das ergonomische Handstück gewährleistet eine einfache Handhabung und optimale Kontrolle während minimalinvasiver Eingriffe.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ERBE Erbokryo AE mit Handstück** ist ein hochmodernes Kryotherapie-System, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die gezielte Vereisung von Gewebe durch den Einsatz von Kältemedien wie Argon oder Stickstoff, wodurch eine präzise und schonende Behandlung verschiedener pathologischer Gewebearten möglich ist.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Das System gewährleistet eine exakte Steuerung der Kryotemperaturen, um Gewebe effektiv zu vereisen, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu schädigen.
- **Ergonomisches Handstück:** Das Handstück ist leicht und intuitiv bedienbar, was eine komfortable Handhabung während der Operation ermöglicht und die Präzision bei der Kryobehandlung erhöht.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Das ERBE Erbokryo AE eignet sich für zahlreiche Indikationen, darunter die Behandlung von Tumoren, Läsionen und anderen pathologischen Veränderungen in verschiedenen medizinischen Fachgebieten wie Dermatologie, Gynäkologie, Urologie und Gastroenterologie.
- **Sichere und effiziente Kältemedienzufuhr:** Die integrierte Regelung der Kältemedien sorgt für eine sichere und kontinuierliche Anwendung, unterstützt durch eine automatische Abschaltfunktion bei Fehlern oder Unterbrechungen.
- **Modernes Design und robuste Konstruktion:** Das Gerät ist für den Einsatz im klinischen Alltag optimiert und zeichnet sich durch Langlebigkeit sowie einfache Reinigung und Wartung aus.



### **Technische Spezifikationen:**

- Kältemedium: Argon oder Stickstoff
- Temperaturbereich: Bis zu -89 °C
- Stromversorgung: Standard 230 V, 50/60 Hz
- Gewicht des Handstücks: Leicht für ergonomische Handhabung
- Sicherheitsfunktionen: Überdruckventile, Temperaturüberwachung, Notabschaltung

### **Indikationen:**

Das ERBE Erbokryo AE wird eingesetzt zur:

- Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren
- Therapie von oberflächlichen und tiefen Gewebeveränderungen
- Kryoablation in der endoskopischen Chirurgie
- Minimalinvasive Entfernung pathologischer Gewebe

Dank seiner präzisen Steuerung und anwenderfreundlichen Handhabung ist das **ERBE Erbokryo AE mit Handstück** eine optimale Lösung für Kliniken und Praxen, die Wert auf schonende, effiziente und sichere Kryotherapie legen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

