



ERBE ERBOTOM T400C // T 400 C HF CHIRURGIE GERÄT

SKU: BV032026

max. 400 Watt Leistung, mono- und bipolar, mit einem Kabel mit Handgriff blau, einem neuen Neutralelektodenkabel für Einmalektoden, normaler Gebrauchzustand

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

max. 400 Watt Leistung, mono- und bipolar, mit einem Kabel mit Handgriff blau, einem neuen Neutralelektodenkabel für Einmalektoden, normaler Gebrauchzustand

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

