



[ERBE HANDLE 20195-145 MIT KABEL](#)

SKU: BT052024-NV

Erbe Handle 20195-145 mit Kabel ist ein hochwertiger chirurgischer Handgriff, der durch seine robuste Bauweise und das flexible Kabel eine präzise Steuerung und optimale Handhabung während endoskopischer Eingriffe ermöglicht. Das ergonomische Design gewährleistet Komfort und Sicherheit bei längeren Operationen.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Erbe Handle 20195-145 mit Kabel** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Dieses ergonomisch gestaltete Handstück ermöglicht eine präzise und sichere Anwendung bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen.

Produkteigenschaften:

- **Kompatibilität:** Der Erbe Handle 20195-145 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Erbe-Elektrochirurgie-Systemen und ermöglicht so eine flexible Integration in bestehende OP-Ausstattungen.
- **Kabelanschluss:** Das integrierte Kabel ist robust und langlebig, sorgt für eine sichere Verbindung zum Generatorsystem und gewährleistet eine störungsfreie Signalübertragung.
- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt gut in der Hand und unterstützt den Chirurgen durch seine leichte Bauweise bei langandauernden Eingriffen ohne Ermüdungserscheinungen.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, die eine einfache Sterilisation und Wiederverwendung ermöglichen.
- **Präzision und Kontrolle:** Der Erbe Handle bietet eine exzellente Kontrolle über den elektrischen Stromfluss, was zu präzisen Schnitten und minimaler Gewebeschädigung führt.

Anwendungsbereiche:



Der Erbe Handle 20195-145 mit Kabel wird vorwiegend in der Elektrochirurgie eingesetzt, insbesondere bei:

- Allgemeinchirurgischen Eingriffen
- HNO-Chirurgie
- Gynäkologischen Operationen
- Orthopädischen und plastisch-rekonstruktiven Verfahren

Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Zuverlässigkeit durch stabile Kabelverbindung
- Optimale Handhabung dank ergonomischem Design
- Kompatibel mit Standard-Erbe-Systemen
- Einfach zu reinigen und zu sterilisieren
- Verbesserte Sicherheit und Präzision während der Operation

Der Erbe Handle 20195-145 mit Kabel stellt somit ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen dar, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz in der Elektrochirurgie legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

