



## [ERBE ICC 200 E // IC200 E / ICC200 ICC 200 E](#) [ERBOTOM HF-GERÄT MIT ENDOCUT](#)

**SKU:** ER082025 - G042026

zzgl. [Versandkosten](#)

**Erbe ICC 200 E** ist ein hochmodernes HF-Gerät, das präzise und sichere Elektrochirurgie mit integrierter Endocut-Technologie für kontrollierte Schnitte und optimale Hämostase bietet. Es gewährleistet zuverlässige Leistung und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der minimalinvasiven Chirurgie.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie](#), [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe ICC 200 E** (auch bekannt als *IC200 E*, *ICC200*, *ICC 200 E*) ist ein hochmodernes **HF-Generatorgerät**, das speziell für chirurgische Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Gerät nutzt die innovative **Erbotom-Technologie**, welche eine präzise und sichere Gewebearbeitung durch Hochfrequenzenergie ermöglicht.

Ein besonderes Merkmal des Erbe ICC 200 E ist die integrierte **Endocut-Funktion**. Diese Technologie vereint Schneiden und Koagulieren in einem automatisierten Prozess, was zu einer verbesserten Blutstillung und einer minimalen Gewebeschädigung führt. Dadurch eignet sich das Gerät ideal für endoskopische sowie offene chirurgische Eingriffe, bei denen höchste Präzision und Sicherheit gefordert sind.

### **Wesentliche Eigenschaften und Vorteile des Erbe ICC 200 E:**

- **Vielseitige HF-Leistung:** Das Gerät bietet eine variable Hochfrequenzleistung, die sich optimal an verschiedene chirurgische Anforderungen anpassen lässt.
- **Erbotom-Technologie:** Sorgt für eine schonende Gewebeinteraktion und minimiert thermische Schäden im umliegenden Gewebe.



- **Endocut-Modus:** Automatisierte Schnitt- und Koagulationszyklen für präzises und blutarmes Arbeiten.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Menüführung und übersichtliche Anzeigen erleichtern die Einstellung und Überwachung der Parameter.
- **Kompatibilität:** Unterstützt eine breite Palette von HF-Elektroden und Zubehör, wodurch das Gerät flexibel in verschiedenen chirurgischen Disziplinen einsetzbar ist.
- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen zur Vermeidung von Überhitzung und Kurzschlüssen gewährleisten einen sicheren Betrieb.

Das Erbe ICC 200 E ist somit eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Chirurgen, die höchste Ansprüche an Präzision, Sicherheit und Effizienz bei elektrochirurgischen Eingriffen stellen. Ob in der Gastroenterologie, Urologie, Gynäkologie oder allgemeinen Chirurgie – das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen durch seine vielseitigen Funktionen und die bewährte Erbotom-Technologie.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 10 kg



## GALLERIE

