



[ERBE ICC 200 ICC200 - HF GERÄT MIT ENDOCUT](#)

SKU: N/A

~~1.899,00 €~~ **1.800,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Erbe ICC 200 ist ein leistungsstarkes HF-Gerät mit präziser Endocut-Technologie, das für sichere und kontrollierte elektrochirurgische Anwendungen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine optimale Gewebekontrolle bei minimalen Gewebeschäden und unterstützt so effiziente und schonende Eingriffe.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe ICC 200** ist ein hochmodernes HF-Gerät, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design, um Chirurgen eine präzise und sichere Schnitt- und Koagulationsmöglichkeit zu bieten.

Besonders hervorzuheben ist die integrierte **Endocut-Funktion**, die einen kontinuierlichen, kontrollierten Schnitt mit gleichzeitig optimierter Blutstillung ermöglicht. Diese Technologie sorgt für minimalen Gewebeschaden und verbessert die Sicht im Operationsfeld durch reduzierte Blutung.

Wesentliche Merkmale des Erbe ICC 200:

- **Vielfältige Betriebsmodi:** Das Gerät bietet verschiedene HF-Modi für Schneiden, Koagulieren und Kombinationseffekte, die flexibel an unterschiedliche chirurgische Anforderungen angepasst werden können.
- **Endocut-Technologie:** Ermöglicht präzise Schnittführung mit intermittierender HF-Abgabe, wodurch das Risiko von Gewebeschäden minimiert wird.



- **Ergonomische Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit gut ablesbarem Display und leicht zugänglichen Einstellmöglichkeiten zur schnellen Anpassung der Parameter.
- **Sicherheitssysteme:** Integrierte Überwachung der HF-Leistung und automatische Abschaltung bei Fehlfunktionen sorgen für höchsten Patientenschutz.
- **Kompatibilität:** Vielseitig einsetzbar mit unterschiedlichen Elektroden und Zubehör für verschiedene chirurgische Disziplinen.
- **Leistungsstark:** Konstante HF-Leistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen gewährleistet effiziente und zuverlässige Ergebnisse.

Das Erbe ICC 200 HF-Gerät mit Endocut ist somit eine exzellente Wahl für Kliniken und Praxen, die auf modernste Elektrochirurgie setzen. Es unterstützt Chirurgen dabei, Eingriffe sicherer und effektiver durchzuführen und gleichzeitig die Heilungsprozesse der Patienten zu fördern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

