



ERBE ICC 300 HF-CHIRURGIEGERÄT

SKU: AT052015-0

1.499,00 €

Monopolares Schneiden: 300 W, Koagulieren: 300 W,
bipolar: 120 W,
Maße: 410x152x368mm,
Gewicht: Ca 10kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort: Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Monopolares Schneiden: 300 W, Koagulieren: 300 W, bipolar: 120 W,
Maße: 410x152x368mm,
Gewicht: Ca 10kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

