



**ERBE ICC 300 ICC300 H HF-  
CHIRURGIEGERÄT 300 WATT LEISTUNG MIT  
FUSSSCHALTER**

SKU: GF112024



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ERBE ICC 300 ist ein hochfrequentes chirurgisches Gerät, das in der Chirurgie zur präzisen Gewebeschnitten und Blutstillung eingesetzt wird. Mit einer Leistung von 300 Watt und der Möglichkeit zur handsfreien Steuerung durch den Fußschalter ist es für eine Vielzahl von chirurgischen Eingriffen geeignet. Es ermöglicht effiziente und sichere Operationen, indem es sowohl Schnitte als auch Koagulationen mit hoher Präzision durchführt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

