



## [ERBE ICC 350 // ICC350 E-SERIE 300 WATT LEISTUNG](#)

**SKU:** AE092025

Das **Erbe ICC 350** aus der ICC350 E-Serie ist ein leistungsstarkes medizinisches Elektrochirurgiegerät mit 300 Watt, das präzise und zuverlässige Schnitte sowie Koagulationen ermöglicht. Es überzeugt durch seine intuitive Bedienung und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Chirurgie.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Erbe ICC 350** aus der **ICC350 E-Serie** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der modernen Chirurgie entwickelt wurde. Mit einer maximalen Leistung von **300 Watt** bietet das Gerät eine zuverlässige und präzise Energieabgabe, die eine effiziente Gewebeablation und Hämostase ermöglicht.

Dank seiner innovativen Technologie gewährleistet das Erbe ICC 350 eine exzellente Schnittqualität bei minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes. Dadurch wird die Wundheilung gefördert und postoperative Komplikationen werden reduziert.

### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Leistungsstark:** 300 Watt maximale Ausgangsleistung für vielseitige Anwendungen.
- **Vielseitige Modi:** Unterschiedliche Betriebsarten zur Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen, darunter Schnitt- und Koagulationsmodi.
- **Präzise Steuerung:** Feineinstellung der Energieabgabe für optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Gewebearten.
- **Ergonomisches Design:** Einfach zu bedienendes Bedienfeld und übersichtliche Anzeigen für intuitive



Handhabung im OP.

- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungssysteme zum Schutz von Patienten und Anwendern vor unerwünschten Effekten.
- **Robust und zuverlässig:** Hohe Verarbeitungsqualität für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen chirurgischen Umgebungen.

Das Erbe ICC 350 ist ideal geeignet für verschiedene chirurgische Disziplinen, einschließlich Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und HNO. Die Kombination aus hoher Leistung, präziser Steuerung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen macht das Gerät zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf Effizienz und Patientensicherheit legen.

Zusammenfassend bietet das **Erbe ICC 350** eine optimale Balance zwischen Leistung und Bedienkomfort, um chirurgische Eingriffe sicherer und effektiver zu gestalten.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

