



ERBE ICC 350 ICC350 E-SERIE HF- CHIRURGIEGERÄT 300 WATT LEISTUNG

SKU: AQ082025

ERBE ICC 350 E-Serie ist ein leistungsstarkes HF-Chirurgiegerät mit 300 Watt, das präzise und sichere Elektrochirurgie unterstützt. Es bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der modernen Chirurgie und gewährleistet eine zuverlässige Gewebebehandlung bei minimalem Gewebeschaden.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

