



[ERBE ICC200 ICC 200 HF GERÄT](#)

SKU: V082025 - EN032026

Erbe ICC200 ist ein hochmodernes HF-Gerät, das präzise und zuverlässige Elektrochirurgie für verschiedenste chirurgische Anwendungen bietet. Es überzeugt durch innovative Technologie und benutzerfreundliche Bedienung zur sicheren Gewebepräparation und Blutstillung.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe ICC 200** ist ein hochmodernes HF-Chirurgiegerät, das speziell für präzise und sichere chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet innovative Technologien zur Gewebedurchtrennung und Koagulation und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen operativen Medizin.

Das **ICC 200 HF-Gerät** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Leistungsstarke Hochfrequenztechnologie:** Ermöglicht eine präzise und kontrollierte Gewebeinteraktion mit minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes.
- **Vielseitige Modi:** Das Gerät verfügt über verschiedene Modi zur Gewebedurchtrennung (Cut) und Koagulation (Coag), die individuell an den jeweiligen chirurgischen Eingriff angepasst werden können.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Design erleichtert die Handhabung und reduziert die Ermüdung des Operateurs während längerer Eingriffe.
- **Hohe Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen überwachen kontinuierlich die Betriebsparameter und gewährleisten einen sicheren Betrieb.
- **Einfache Bedienung:** Das übersichtliche Bedienfeld mit intuitiven Tasten und einem klaren Display ermöglicht eine schnelle Einstellung der gewünschten Parameter.
- **Breite Anwendungsbereiche:** Geeignet für verschiedene chirurgische Fachrichtungen, darunter Allgemein-, Viszeral-, Gynäkologie-, Urologie- und plastische Chirurgie.



Dank seiner fortschrittlichen Technologie unterstützt das Erbe ICC 200 Chirurgen dabei, Eingriffe effizienter und sicherer durchzuführen. Die präzise Steuerung von Schnitt- und Koagulationsvorgängen trägt dazu bei, Blutungen zu minimieren und die Heilungschancen der Patienten zu verbessern.

Technische Highlights im Überblick:

- HF-Leistung: Variabel einstellbar für optimale Anpassung an Gewebetypen
- Cut- und Coag-Modi: Monopolar und Bipolar
- Automatische Leistungsanpassung zur Gewebeschonung
- Leicht ablesbares Display mit Statusanzeigen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von chirurgischen Instrumenten

Das Erbe ICC 200 stellt somit eine zuverlässige und effiziente Lösung für moderne chirurgische Anforderungen dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Erzielung bestmöglicher Operationsergebnisse.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

