



[ERBE ICC80 - ICC 80 HF GERÄT](#)

SKU: K012025-NV

Erbe ICC80 - ICC 80 HF Gerät ist ein leistungsstarkes elektrochirurgisches Gerät, das präzise Schneid- und Koagulationsfunktionen für chirurgische Eingriffe bietet. Es gewährleistet durch modernste Technologie eine sichere und effiziente Gewebeerarbeitung bei minimalem Gewebeschaden.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe ICC 80** ist ein hochmodernes HF-Chirurgiegerät, das speziell für vielseitige Anwendungen in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologien mit anwenderfreundlichem Design, um chirurgische Eingriffe sicherer, präziser und effizienter zu gestalten.

Das **ICC 80 HF Gerät** bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es ermöglichen, unterschiedliche Gewebearten optimal zu behandeln. Dank der variablen Leistungseinstellungen und der intelligenten Steuerung können Chirurgen den Stromfluss genau an den jeweiligen Operationsbedarf anpassen.

Besondere Merkmale und Vorteile:

- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Das Gerät unterstützt sowohl die monopolare als auch die bipolare Elektrochirurgie und eignet sich für Schneiden, Koagulieren und spezielle Techniken wie die Blended-Mode-Funktion.
- **Präzise Energieabgabe:** Die innovative Technologie sorgt für eine kontrollierte Stromzufuhr, was das Risiko von Gewebeschäden minimiert und die Wundheilung fördert.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Display und die klar strukturierten Bedienelemente ermöglichen eine einfache und schnelle Einstellung der Parameter während des Eingriffs.



- **Erhöhte Sicherheit:** Integrierte Überwachungsfunktionen und Sicherheitsmechanismen gewährleisten den Schutz von Patienten und Anwendern.
- **Modulares Zubehör:** Kompatibel mit einer breiten Palette an Elektroden und Instrumenten, wodurch das Gerät flexibel an verschiedene chirurgische Anforderungen angepasst werden kann.

Das Erbe ICC 80 HF Gerät ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und Praxen, die Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und modernste Technologie in der Elektrochirurgie legen. Es unterstützt Chirurgen dabei, operative Eingriffe effizient und patientenschonend durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

