



ERBE OPHTHALMOTOM MIT FUSSPEDAL - DEFEKT

SKU: U052025



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Erbe Ophthalmotom mit Fußpedal** ist ein spezialisiertes chirurgisches Instrument, das primär in der Ophthalmologie zur präzisen Gewebeinzision und -präparation eingesetzt wird. Dieses Gerät ermöglicht durch seine feinjustierbare Schneidtechnik eine exakte Schnittführung, die besonders bei sensiblen Eingriffen am Auge von entscheidender Bedeutung ist.

Technische Merkmale:

- **Ergonomisches Design:** Das handliche Instrument liegt sicher und komfortabel in der Hand, was eine präzise Steuerung während der Operation gewährleistet.
- **Fußpedalsteuerung:** Die Bedienung mittels Fußpedal erlaubt dem Operateur, beide Hände frei zu halten und die Schneidgeschwindigkeit sowie den Schnittzeitpunkt flexibel zu kontrollieren.
- **Hohe Schneidpräzision:** Die Schneidelemente sind speziell für ophthalmologische Anforderungen gefertigt und sorgen für minimalinvasive, saubere Schnitte.

Wichtiger Hinweis zum Produktzustand: Dieses Angebot betrifft ein **defektes Gerät**. Der Ophthalmotom weist funktionale Einschränkungen auf, welche eine uneingeschränkte Nutzung verhindern. Es eignet sich daher insbesondere für Reparaturzwecke, Ersatzteilgewinnung oder als Schulungsobjekt zur Demonstration der Gerätestruktur.

Empfehlung: Vor Einsatz in der klinischen Praxis ist eine sorgfältige technische Überprüfung und gegebenenfalls eine fachmännische Reparatur erforderlich, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Der Erbe Ophthalmotom mit Fußpedal stellt trotz des Defekts eine wertvolle Ressource für Fachpersonal, Medizintechniker und Bildungseinrichtungen dar, die sich mit der ophthalmologischen Chirurgie und Instrumententechnik beschäftigen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

