



[ERBE VIO 200 S // 200S // VIO200S HF GERÄT HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄT](#)

SKU: 0062022

Erbe VIO 200 S ist ein hochmodernes Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das durch präzise Schnitt- und Koagulationsfunktionen eine sichere und effiziente Gewebebehandlung in der Chirurgie ermöglicht. Das Gerät überzeugt durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die optimale Ergebnisse bei minimaler Gewebeschädigung gewährleistet.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe VIO 200 S** ist ein hochmodernes Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch präzise Leistung, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Handhabung aus, wodurch es sowohl in der Allgemein- als auch in der Spezialchirurgie optimal eingesetzt werden kann.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarke Hochfrequenztechnik:** Das Gerät arbeitet mit modernen HF-Generatoren, die für eine exakte Schnitt- und Koagulationswirkung sorgen.
- **Vielseitige Modi:** Verschiedene Betriebsarten wie Schneiden, Koagulieren, Blend- und Form-Coagulation ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Ein übersichtliches Display und leicht zugängliche Bedienelemente gewährleisten eine einfache und schnelle Einstellung der Parameter.
- **Automatische Leistungsregelung:** Das Gerät passt die HF-Leistung dynamisch an die Gewebebeschaffenheit an, um optimale Ergebnisse bei minimaler Gewebeschädigung zu erzielen.

- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungssysteme schützen vor Überhitzung und unerwünschten HF-Stromspitzen, wodurch die Patientensicherheit erhöht wird.
- **Kompatibilität:** Das Erbe VIO 200 S ist kompatibel mit einer Vielzahl von chirurgischen Instrumenten und Zubehörteilen, was eine flexible Integration in bestehende OP-Umgebungen ermöglicht.

Anwendungsgebiete:

Das Erbe VIO 200 S ist ideal geeignet für:

- Allgemeinchirurgie
- HNO-Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Plastische und ästhetische Chirurgie
- Weitere Fachbereiche, die präzise und schonende HF-Chirurgie erfordern

Vorteile für Anwender und Patienten:

- Hohe Schnittpräzision bei gleichzeitig sicherer Blutstillung
- Reduktion von Operationszeiten durch effiziente Leistungssteuerung
- Minimale Gewebeschädigung und dadurch verbesserte Wundheilung
- Ergonomisches Design für komfortable Bedienung und optimale Arbeitsabläufe

Zusammenfassend bietet das **Erbe VIO 200 S Hochfrequenz-Chirurgiegerät** eine herausragende Kombination aus Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, die den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Verfahren gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

