



[ERBE VIO 200 D VIO200D HF GERÄT MIT ENDOCUT FUNKTION](#)

SKU: CE122025

Erbe VIO 200D ist ein leistungsstarkes elektrochirurgisches Gerät, das präzise Schnitt- und Koagulationsfunktionen für chirurgische Anwendungen bietet. Es zeichnet sich durch vielseitige Einstellungsmöglichkeiten und eine intuitive Bedienoberfläche aus, die eine sichere und effiziente Behandlung unterstützen.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe VIO 200D** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der modernen Chirurgie entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologien zur sicheren und effizienten Gewebepräparation, Hämostase und Koagulation, um den chirurgischen Workflow optimal zu unterstützen.

Das System zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus und ist in verschiedenen chirurgischen Fachgebieten einsetzbar, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Urologie und HNO.

Wesentliche Merkmale des Erbe VIO 200D:

- **Modulare Technologie:** Das Gerät bietet verschiedene Betriebsarten wie monopolar, bipolar sowie spezielle Modi für Schneiden, Koagulation und Kombinationen daraus.
- **Intelligente Energieverteilung:** Durch die präzise Steuerung der Energiemodulation werden Gewebeschäden minimiert und eine optimale Wundheilung gefördert.
- **Ergonomisches Design:** Die intuitive Benutzeroberfläche mit Touchscreen ermöglicht eine schnelle Einstellung und Anpassung der Parameter während der Operation.
- **Vielfältige Applikationsmöglichkeiten:** Das Erbe VIO 200D unterstützt den Einsatz verschiedenster Elektroden und Zubehörteile, die an unterschiedliche chirurgische Anforderungen angepasst sind.



- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen wie automatische Leistungsanpassungen und Überwachung der Elektroden gewährleisten einen sicheren Betrieb.

Anwendungsbereiche:

- Präzises Schneiden von Gewebe mit minimaler thermischer Belastung
- Effektive Blutstillung durch zuverlässige Koagulation
- Optimale Kombination von Schneiden und Koagulation für komplexe Eingriffe
- Vielfältige chirurgische Eingriffe in verschiedenen Fachrichtungen

Das Erbe VIO 200D zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und Langlebigkeit aus, wodurch es auch bei intensivem klinischem Gebrauch stets eine hohe Leistung erbringt. Durch die einfache Integration in bestehende OP-Umgebungen und die Kompatibilität mit verschiedenen Zubehörkomponenten ist es ein flexibles und zukunftssicheres System.

Fazit: Das Erbe VIO 200D ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes und vielseitiges elektrochirurgisches System, das Chirurgen eine präzise Gewebeverarbeitung und sichere Hämostase ermöglicht. Es unterstützt die effiziente Durchführung unterschiedlichster chirurgischer Verfahren und trägt maßgeblich zur Optimierung der Behandlungsergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

