



## [ERBE VIO 300 D + IES2 - ROLLBAR](#)

**SKU:** ED082024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Erbe Vio 300 D ist ein modernes Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das in der Elektrochirurgie eingesetzt wird. Es wird häufig in verschiedenen chirurgischen Disziplinen verwendet, um Gewebe zu schneiden und zu koagulieren. Das Gerät bietet eine Vielzahl von Funktionen und Modi, die es Chirurgen ermöglichen, präzise und kontrollierte Eingriffe durchzuführen.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des Erbe Vio 300 D:

1. **Vielseitigkeit:** Das Gerät kann für verschiedene chirurgische Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und mehr.
2. **Einstellbare Parameter:** Der Benutzer kann verschiedene Parameter wie Leistung und Modus anpassen, um den spezifischen Anforderungen des Eingriffs gerecht zu werden.
3. **Sicherheit:** Das Gerät verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, um das Risiko von Komplikationen während des Eingriffs zu minimieren.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienoberfläche ist intuitiv gestaltet, was eine einfache Handhabung während des chirurgischen Eingriffs ermöglicht.

Das IES2 (Intelligent Electrosurgery System) ist oft ein Zubehör oder eine Erweiterung für das Vio 300 D, das zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Elektrochirurgie bietet. Es könnte



beispielsweise erweiterte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen bieten oder die Integration mit anderen chirurgischen Instrumenten erleichtern.



---

Categories: [HF-Chirurgie](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

