



## ERBE VIO 300 D - VIO 300D+ ERBE IES 3 - IES3 + FUSSPEDAL UND EINEN ERBE IES 3

SKU: EF082024-NV



---

Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

1. **Erbe VIO 300 D:** Dies ist ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das in der Chirurgie verwendet wird, um Gewebe zu schneiden oder zu koagulieren. Es bietet verschiedene Modi und Einstellungen für unterschiedliche chirurgische Anwendungen.
2. **VIO 300 D+:** Diese Version könnte erweiterte Funktionen oder zusätzliche Optionen im Vergleich zur Standardversion bieten, wie z.B. verbesserte Schnitt- und Koagulationsmodi.
3. **Erbe IES 3:** Dies ist ein Gerät zur Elektrochirurgie, das ebenfalls in der Chirurgie eingesetzt wird. Es ermöglicht präzise Schnitte und die Kontrolle von Blutungen durch Koagulation.
4. **Fußpedal:** Ein Fußpedal wird häufig verwendet, um die Geräte während des Eingriffs zu steuern, sodass der Chirurg beide Hände frei hat.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

