



[ERBE VIO 300 D VIO300D HF GERÄT](#)

SKU: DJ122025

Erbe VIO 300 D ist ein leistungsstarkes HF-Gerät, das präzise und sichere Elektrochirurgie durch vielfältige Modi für Schneiden und Koagulation ermöglicht. Es überzeugt durch intuitive Bedienung und hohe Zuverlässigkeit im chirurgischen Alltag.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe VIO 300 D** ist ein hochmodernes HF-Gerät (Hochfrequenz-Chirurgie), das speziell für den Einsatz in der modernen Elektrochirurgie entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und präzise Stromversorgung für verschiedene chirurgische Anwendungen und ist damit ein unverzichtbares Instrument in Kliniken und Praxen.

Leistungsmerkmale des Erbe VIO 300 D:

- **Vielseitige Modi:** Das Gerät unterstützt unterschiedliche HF-Modi wie Schnitt, Koagulation, Blend- und Spraymodus, wodurch es eine optimale Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen ermöglicht.
- **Präzise Stromsteuerung:** Die integrierte Steuerung sorgt für eine exakte Dosierung der HF-Energie und minimiert so das Risiko von Gewebeschäden.
- **Modernste Sicherheitstechnik:** Das VIO 300 D verfügt über umfassende Sicherheitsfunktionen, darunter Überwachung der HF-Leistung und automatischen Schutz vor Überhitzung.
- **Einfache Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit klar strukturierter Menüführung gewährleistet eine intuitive Handhabung und ermöglicht eine schnelle Einstellung der Parameter.
- **Robustes Design:** Das Gerät ist kompakt und robust konstruiert, um den Anforderungen im klinischen Alltag standzuhalten.

Anwendungsgebiete:

Das Erbe VIO 300 D eignet sich für eine Vielzahl chirurgischer Eingriffe, darunter:



- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- HNO-Chirurgie
- Dermatologie

Durch die präzise HF-Energieabgabe ermöglicht das Gerät eine exakte und schonende Gewebebehandlung, was zu verkürzten Operationszeiten und verbesserten Heilungsprozessen führt.

Zusammenfassung:

Das **Erbe VIO 300 D** ist ein leistungsfähiges und zuverlässiges HF-Gerät für die Elektrochirurgie, das durch seine vielfältigen Funktionen, hohe Sicherheit und einfache Bedienbarkeit überzeugt. Es stellt eine optimale Lösung für Chirurgen dar, die Wert auf Präzision und Effizienz legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

