




[ERBE VIO 300D 300 D + APC2 + IES 2 S.W 1.7.2 ROMANIC](#)

SKU: AK032023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Erbe Vio 300D 300 D + APC2 + IES 2 S.W 1.7.2 Romanic ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das präzise Schnitte und effektive Koagulationen ermöglicht. Mit integrierter APC2-Technologie und innovativer IES 2 Software gewährleistet es optimale Sicherheit und Effizienz in der minimal-invasiven Chirurgie.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe Vio 300D** ist ein fortschrittliches elektrochirurgisches System, das speziell für den Einsatz in der modernen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert innovative Technologien, um eine präzise, sichere und effiziente Gewebebehandlung zu ermöglichen.

Die Konfiguration **300 D + APC2 + IES 2 S.W 1.7.2 Romanic** umfasst mehrere wichtige Komponenten und Funktionen:

- **VIO 300D Basisgerät:** Bietet eine vielseitige Plattform für verschiedene elektrochirurgische Anwendungen mit hoher Leistung und zuverlässiger Kontrolle der Stromabgabe.
- **APC2 (Argon Plasma Coagulation):** Eine innovative Technologie zur effizienten Blutstillung und Gewebekoagulation mit argonplasmaunterstützter Stromführung, die minimalinvasive Eingriffe unterstützt und die Heilung fördert.
- **IES 2 (Intelligentes Energiesystem):** Intelligente Steuerung der Energieabgabe für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Gewebetypen, was das Risiko von Gewebeschäden reduziert und die Sicherheit erhöht.



- **Softwareversion 1.7.2 Romanic:** Eine benutzerfreundliche und mehrsprachige Benutzeroberfläche, die eine intuitive Bedienung und präzise Einstellung der Parameter ermöglicht.

Technische Highlights und Vorteile:

- Präzise Steuerung von Schnitt- und Koagulationsmodi für verschiedene chirurgische Anforderungen.
- Effiziente Blutstillung durch APC2, die das Risiko von postoperativen Komplikationen verringert.
- Sichere Anwendung dank intelligenter Energiemanagementsysteme und automatischer Anpassung an das Gewebe.
- Ergonomisches Design des Geräts und benutzerfreundliche Software für eine einfache Integration in den klinischen Alltag.
- Kompatibilität mit einer breiten Palette von chirurgischem Zubehör und Elektroden.

Das **Erbe Vio 300D 300 D + APC2 + IES 2 S.W 1.7.2 Romanic** ist ideal für Fachärzte in den Bereichen Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie, HNO und weitere chirurgische Disziplinen, die Wert auf Präzision, Sicherheit und moderne Technologien legen. Es unterstützt eine schonende Gewebeabtragung und effiziente Blutstillung, was zu besseren Behandlungsergebnissen und schnellerer Genesung der Patienten beiträgt.

Fazit: Dieses elektrochirurgische System stellt eine zuverlässige und innovative Lösung dar, die den hohen Anforderungen moderner Operationssäle gerecht wird. Durch seine vielseitigen Funktionen und die intelligente Steuerung setzt das Erbe Vio 300D neue Maßstäbe in der chirurgischen Energieanwendung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

