



[ERBE VIO 300D 300 D + VEM2 VERSION 2.7.0](#)

SKU: AP012024

~~5.555,00 €~~ **5.400,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

ERBE Vio 300D 300 D + VEM2 Version 2.7.0 ist ein fortschrittliches medizinisches Elektrochirurgiegerät, das präzise und sichere Gewebeablation sowie Hämostase ermöglicht. Die integrierte VEM2 Software Version 2.7.0 optimiert die Bedienbarkeit und unterstützt chirurgische Eingriffe durch vielseitige Leistungsmodi und zuverlässige Kontrolle.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ERBE VIO 300D** in Kombination mit dem Fußschalter **VEM2** in der Version 2.7.0 stellt ein hochmodernes elektrochirurgisches System dar, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven und offenen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet vielfältige Möglichkeiten zur präzisen Gewebebehandlung durch verschiedene Stromformen und Energiemodi, die eine optimale Gewebekontrolle und Sicherheit gewährleisten.

Leistungsmerkmale des ERBE VIO 300D:

- **Multimodales Energieversorgungssystem:** Unterstützt monopolare und bipolare Stromanwendungen mit variabler Leistungsregelung.
- **Vielfältige Schneid- und Koagulationsmodi:** Ermöglicht individuelle Anpassungen je nach chirurgischem Eingriff und Gewebeart.
- **Präzise Energieabgabe:** Minimiert thermische Schäden am umliegenden Gewebe und fördert eine schnellere Wundheilung.



- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Menüs und klare Anzeigen erleichtern die Einstellung und Überwachung der Parameter.
- **Integrierte Sicherheitsmechanismen:** Schutz vor Überhitzung und Kurzschlüssen gewährleisten einen sicheren Betrieb.

Eigenschaften des Fußschalters VEM2 Version 2.7.0:

- **Ergonomisches Design:** Ermöglicht eine komfortable und präzise Steuerung der Energieabgabe während des chirurgischen Eingriffs.
- **Mehrfachfunktionalität:** Unterstützt verschiedene Schaltmodi für Schneiden, Koagulation und weitere Anwendungen.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Entwickelt für dauerhaften Einsatz unter anspruchsvollen OP-Bedingungen.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf das ERBE VIO 300D System für eine nahtlose Integration.

Das Zusammenspiel von **ERBE VIO 300D** und **VEM2 Fußschalter** Version 2.7.0 bietet Chirurgen ein leistungsfähiges Werkzeug für präzise und sichere elektrochirurgische Verfahren. Die Kombination aus vielseitigen Energieformen und intuitiver Bedienung optimiert operative Abläufe und unterstützt bestmögliche Behandlungsergebnisse.

Dank seiner fortschrittlichen Technologie und robusten Bauweise ist das ERBE VIO 300D + VEM2 System eine exzellente Wahl für Krankenhäuser und chirurgische Einrichtungen, die Wert auf Effizienz, Sicherheit und Flexibilität legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

