



[ERBE VIO 300D APC 2 INKL. FUSSSCHALTER DRUCKMINDERER](#)

SKU: BG072024 - HG032026

~~7.599,00 €~~ **5.900,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Erbe VIO 300D APC 2 ist ein elektrisches Hochfrequenzgerät, das häufig in der Chirurgie verwendet wird, insbesondere in der Elektrochirurgie. Es bietet verschiedene Funktionen zur Gewebeablation und -koagulation.

Hier sind einige wichtige Merkmale des Erbe VIO 300D APC 2:

1. **Hochfrequenztechnologie:** Das Gerät nutzt Hochfrequenzströme, um Gewebe zu schneiden oder zu koagulieren, was zu minimalen Blutungen während chirurgischer Eingriffe führt.
2. **APC-Funktion:** Die APC (Argon Plasma Coagulation) Funktion ermöglicht eine sanfte und effektive Koagulation von Gewebe mit Argon-Gas, was die Wundheilung verbessert und das Risiko von Verbrennungen verringert.
3. **Fußschalter:** Der Fußschalter ermöglicht eine einfache Bedienung des Geräts während des Eingriffs, sodass der Chirurg beide Hände frei hat.
4. **Druckminderer:** Ein Druckminderer kann erforderlich sein, um den Gasdruck für die APC-Funktion zu regulieren und eine gleichmäßige Abgabe des Argon-Gases sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

