



ERBE VIO 300D APC 2 INKL. FUSSSCHALTER DRUCKMINDERER

SKU: BG072024

7.599,00 € 6.903,00 €

zzgl. Versandkosten



Categories: HF-Chirurgie & Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Erbe VIO 300D APC 2 ist ein elektrisches Hochfrequenzgerät, das häufig in der Chirurgie verwendet wird, insbesondere in der Elektrochirurgie. Es bietet verschiedene Funktionen zur Gewebeablation und -koagulation.

Hier sind einige wichtige Merkmale des Erbe VIO 300D APC 2:

- 1. **Hochfrequenztechnologie**: Das Gerät nutzt Hochfrequenzströme, um Gewebe zu schneiden oder zu koagulieren, was zu minimalen Blutungen während chirurgischer Eingriffe führt.
- 2. **APC-Funktion**: Die APC (Argon Plasma Coagulation) Funktion ermöglicht eine sanfte und effektive Koagulation von Gewebe mit Argon-Gas, was die Wundheilung verbessert und das Risiko von Verbrennungen verringert.
- 3. **Fußschalter**: Der Fußschalter ermöglicht eine einfache Bedienung des Geräts während des Eingriffs, sodass der Chirurg beide Hände frei hat.
- 4. **Druckminderer**: Ein Druckminderer kann erforderlich sein, um den Gasdruck für die APC-Funktion zu regulieren und eine gleichmäßige Abgabe des Argon-Gases sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







