



[ERBE VIO 300D + APC 2 + SW 1.8.0 ROMANIC](#)

SKU: EQ082024

~~7.000,00 €~~ **6.786,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Erbe Vio 300D ist ein vielseitiges elektrochirurgisches Gerät, das in der Chirurgie und anderen medizinischen Anwendungen eingesetzt wird. Es bietet verschiedene Modi für die Gewebeablation, Koagulation und Schneiden, um den Bedürfnissen verschiedener chirurgischer Eingriffe gerecht zu werden.

Erbe Vio 300D

ChatGPT

Das Erbe Vio 300D ist ein elektrochirurgisches Gerät, das in der modernen Chirurgie weit verbreitet ist. Es wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter:

1. **Elektrochirurgie:** Das Gerät ermöglicht präzises Schneiden und Koagulieren von Gewebe durch die Anwendung von Hochfrequenzstrom.
2. **Vielseitige Modi:** Es bietet verschiedene Betriebsmodi, wie z.B. den Schnittmodus (Cut), den Koagulationsmodus (Coag) und spezielle Modi für unterschiedliche chirurgische Anforderungen.
3. **Sicherheit:** Das Vio 300D verfügt über Sicherheitsfunktionen, um das Risiko von Verletzungen oder Komplikationen während des Eingriffs zu minimieren.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist in der Regel intuitiv gestaltet, was eine einfache Bedienung während des Eingriffs ermöglicht.
5. **Zubehör:** Es kann mit verschiedenen Elektroden und Zubehörteilen verwendet werden, die je nach spezifischem Eingriff ausgewählt werden können.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

