



[ERBE VIO 300D 300 D + APC2 + VIO-CART + FUSSSCHALTER](#)

SKU: DL092025 - R032026

Erbe VIO 300D ist ein leistungsstarkes Elektrochirurgiegerät, das präzise Schneide- und Koagulationsfunktionen bietet. In Kombination mit *APC2*, *Vio-Cart* und dem ergonomischen Fußschalter ermöglicht es eine vielseitige und sichere Anwendung in der modernen Chirurgie.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Erbe VIO 300D** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches System, das speziell für den vielseitigen Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Dieses leistungsfähige Gerät bietet eine breite Palette an Funktionen und Modi, die eine präzise und sichere Gewebeintervention ermöglichen.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- **Erbe VIO 300D** – das Basiseinheit mit innovativer Technologie
- **APC2** – die fortschrittliche Argon-Plasma-Coagulationseinheit zur blutstillenden Behandlung
- **Vio-Cart** – ein praktischer und stabiler Wagen, der das Gerät mobil und flexibel macht
- **Fußschalter** – zur komfortablen und freihändigen Bedienung während chirurgischer Eingriffe

Funktionen und Vorteile des Erbe VIO 300D:

- **Vielseitige Elektrochirurgie:** Das System unterstützt unterschiedliche Modi wie Schneiden, Koagulieren und Kombinationen daraus, um individuelle chirurgische Anforderungen zu erfüllen.
- **Moderne Leistungssteuerung:** Die präzise Regulierung der Ausgangsleistung gewährleistet optimale Ergebnisse bei minimaler Gewebeschädigung.



- **APC2-Technologie:** Die Argon-Plasma-Coagulation ermöglicht eine effektive und schonende Blutstillung, insbesondere bei schwer zugänglichen Arealen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Menüs und ein übersichtliches Display erleichtern die Einstellung der Parameter und erhöhen die Sicherheit während der Anwendung.
- **Mobilität durch Vio-Cart:** Der stabile Wagen sorgt für eine flexible Positionierung im OP-Saal und unterstützt eine ergonomische Arbeitsweise.
- **Ergonomischer Fußschalter:** Die freihändige Steuerung ermöglicht eine präzise und sichere Aktivierung der Elektrochirurgie, ohne den Blick vom Operationsfeld abzuwenden.

Das Erbe VIO 300D System mit APC2, Vio-Cart und Fußschalter stellt eine umfassende Lösung für elektrochirurgische Anwendungen dar und ist ideal geeignet für den Einsatz in Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und anderen chirurgischen Fachgebieten. Es kombiniert modernste Technologie mit hoher Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

