



## ERBE VIO 300D // VIO 300D HF-GERÄT HOCHFREQUENZ-CHIRURGIEGERÄT

SKU: EM082024

~~9.000,00 €~~ **8.424,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Erbe Vio 300 D ist ein modernes Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das in der Elektrochirurgie eingesetzt wird. Es wird häufig in verschiedenen chirurgischen Fachgebieten verwendet, um Gewebe zu schneiden und Blutungen zu stoppen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des Erbe Vio 300 D:

1. **Vielseitigkeit:** Das Gerät bietet verschiedene Betriebsmodi, darunter Schneiden, Koagulation und Kombinationen dieser beiden, um den unterschiedlichen Anforderungen während chirurgischer Eingriffe gerecht zu werden.
2. **Präzision:** Mit fortschrittlicher Technologie ermöglicht das Vio 300 D präzise Schnitte und effektive Koagulation, was die Sicherheit und Effizienz während der Operation erhöht.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät verfügt über ein intuitives Bedienfeld, das eine einfache Handhabung und Anpassung der Einstellungen während des Eingriffs ermöglicht.
4. **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen helfen dabei, Überhitzung und andere potenzielle Risiken zu minimieren.
5. **Kompatibilität:** Das Vio 300 D ist mit einer Vielzahl von Elektroden und Zubehörteilen kompatibel, die für unterschiedliche chirurgische Anwendungen geeignet sind.
6. **Datenmanagement:** Einige Modelle bieten Funktionen zur Dokumentation und Analyse von Eingriffsdaten, was die Nachverfolgbarkeit verbessert.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

